



## **SEALCOM-V**

**Selladora de bolsas al vacío  
Vacuum sealer**

**4100050**



## Indice

INFORMACIÓN GENERAL.....	3
LISTA DE EMBALAJE.....	3
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.....	3
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.....	4
INSTALACIÓN.....	4
OPERACIÓN.....	4
PANEL DE MANDOS Y OTROS ELEMENTOS.....	4
PUESTA EN MARCHA.....	5
TRABAJO.....	6
MANTENIMIENTO.....	6
GARANTÍA.....	6
GENERAL INFORMATION.....	8

## Index

PACKING LIST.....	8
TECHNICAL FEATURES.....	8
EQUIPMENT DESCRIPTION.....	9
INSTALLATION.....	9
OPERATION.....	9
CONTROL PANEL AND OTHER ELEMENTS.....	9
STARTING UP.....	10
WORKING.....	11
MAINTENANCE.....	11
GUARANTEE.....	11
Aviso a los clientes.....	12
Notice to customers.....	12





## INFORMACIÓN GENERAL

- 1) Manipular el paquete con cuidado. Desembalarlo y comprobar que el contenido coincide con lo indicado en el apartado de la "Lista de embalaje". Si se observa algún componente dañado o la ausencia de alguno avisar rápidamente al distribuidor.
- 2) No instalar ni utilizar el equipo sin leer previamente este manual de instrucciones.
- 3) Estas instrucciones forman parte inseparable del equipo y deben estar disponibles para todos los usuarios del equipo.
- 4) Cualquier duda puede ser aclarada contactando con su proveedor o con el servicio técnico de J.P. Selecta, s.a.u.
- 5) **¡ATENCIÓN! NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MÁQUINA PARA REPARAR QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIA.**
- 6) Toda modificación, eliminación o falta de mantenimiento de cualquier dispositivo de la máquina, transgrede la directiva de utilización 2009/104/CE y el fabricante no se hace responsable de los daños que pudieran derivarse.

## LISTA DE EMBALAJE

El equipo estándar consta de los siguientes componentes:

Selladora	4100050
Aceite bomba vacío (repuesto)	1
Cable conexión red	2
Cubre resistencia ignífugo (repuesto)	3
Filtro aire bomba (repuesto)	4
Resistencias calefactoras	5
Conjunto tipográfico marcador	6
Manual de instrucciones	80212



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**Tensión de alimentación 230V 50Hz según se indique en la placa de características de la máquina.**

### Medidas cámara:

Largo	32 cm
Ancho	28 cm
Alto	05 cm

### Medidas exteriores:

Alto	28 cm
Ancho	32 cm
Fondo	52 cm

Peso:	35 kg
Potencia calefacción:	370 W
Potencia total:	560W
Voltaje:	230 V
Intensidad:	0.39 A
Nivel de vacío:	-0.1 MPa
Anchura de sellado:	10 mm
Longitud máx. de sellado:	260mm



## DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

La selladora de bolsas **Sealcom-V** es un equipo fácil de usar y adaptable a diferentes necesidades, ya que permite automatizar el tiempo de vacío, el tiempo de sellado, el tiempo de enfriado, 3 niveles de calefacción y el sellado en frío.

## INSTALACIÓN

Instalar la selladora sobre una superficie plana, horizontal y nivelada teniendo en cuenta el peso del equipo: 35 kg

Antes de poner en marcha el equipo, compruebe el nivel de aceite de la bomba de vacío tal y como se indica en apartado «Puesta en marcha».

**¡ATENCIÓN! IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD**  
**CAUTION! IMPORTANT FOR YOUR SAFETY**



Asegúrese de que el equipo se conecta a una tensión de red que coincide con la indicada en la placa de características.

No utilice el equipo sin estar conectada la toma de tierra.

Si cambia la clavija de enchufe, tenga en cuenta lo siguiente:






**Cable azul: Neutro.**

**Cable marron: Fase.**




**Cable Amarillo/Verde: Tierra.**

## OPERACIÓN

### PANEL DE MANDOS Y OTROS ELEMENTOS

- 8 Interruptor general
- 9 Base conexión red
- 10 Visor nivel aceite bomba
- 11 Entrada aceite bomba
- 12 Aspiración aire cámara
- 13 Tecla  Paro Emergencia
- 14 Tecla  Programar Tiempos
- 15 Tecla  Incrementar Tiempo
- 16 Tecla  Disminuir Tiempo
- 17 Tecla  Selección Nivel de Calefacción
- 18 Led indicador enfriamiento
- 19 Led marcha sellado
- 20 Led marcha vacío
- 21 Led indicador trabajo
- 22 Display
- 23 Indicadores nivel de calor
- 24 Elemento calefactor





**PUESTA EN MARCHA**










**LA BOMBA NO PUEDE TRABAJAR SIN UN NIVEL SUFICIENTE DE ACEITE**





- \* El nivel máximo sería las 3/4 partes de la ventana.
- \* El nivel mínimo es la parte inferior del punto rojo.

Los parámetros de funcionamiento deben ser prefijados antes de poner en marcha el proceso de sellado con la tapa de metacrilato abierta.

- 1 Accionar el interruptor general de la parte posterior (8). El display (22) muestra «\_\_». La selladora se encuentra en estado "Stand-by". La tapa debe permanecer abierta, de lo contrario empezará el proceso de vacío y sellado.
- 2 Pulsar la tecla  (14) para prefijar el tiempo de vacío (entre 0 y 99 segundos) mediante las teclas  (15) y  (16). Se ilumina el led "VACUUM" (20).
- 3 Pulsar la tecla  (14) otra vez para guardar el valor y pasar al siguiente paso. Se ilumina el led "SEALING" (19).
- 4 Prefijar el tiempo de sellado (entre 0 y 9.9 segundos) mediante las teclas  (15) y  (16).
- 5 Pulsar la tecla  (14) otra vez para guardar el valor y pasar al siguiente paso. Se ilumina el led "COOLING" (18).
- 6 Prefijar el tiempo de enfriamiento (entre 0 y 9.9 segundos) me-



dian­te las teclas  (15) y  (16).

- 7 Pulsar la tecla  (14) una vez más para salir del modo de programación. El display (22) mostrará "Ed".
- 8 Prefijar el nivel de calentamiento:  
Se pueden seleccionar 3 niveles de calentamiento y sellado en frío. Seleccionar mediante la tecla  (17). Se iluminarán los leds HIGH (nivel alto), MIDDLE (nivel medio) o LOW (nivel bajo) (23). Todos los leds apagados significa sellado en frío.



**PARA INTERRUMPIR EL PROCESO,  
USAR LA TECLA  (13) COMO  
PARO DE EMERGENCIA.**

## TRABAJO

Una vez establecidos los parámetros de funcionamiento, puede em­pezarse el trabajo:

- 1 Colocar la bolsa que contiene el producto con el borde abierto sobre el elemento calefactor y sujetarlo con la barra transversal.
- 2 Cerrar la tapa fijándola con el pestillo transversal y automática­mente empezará el ciclo con los parámetros prefijados: tiempo de vacío, tiempo de sellado, tiempo de enfriamiento y nivel de calefacción.
- 3 Cuando se acaba el ciclo, la cámara se presuriza automàticamente. Si la tapa no se cerró con el pestillo, se abre la tapa.

## MANTENIMIENTO

**Antes de quitar la tapa del equipo, desconectarlo de la red eléctrica.**

**Los elementos de regulación y calefacción sólo deben ser manipu­lados por personal de mantenimiento cualificado.**

### LIMPIEZA:

Es recomendable limpiar la cámara de vacío con un paño humedecido con agua jabonosa. Aclarar con cuidado, con ayuda del mismo paño.

Mantener los orificios de aspiración limpios o despejados.

Comprobar antes de cada utilización el nivel de aceite, tal y como se indica en el apartado «Puesta en marcha». Si el nivel es demasiado bajo, rellenar con el aceite recomendado por la entrada (11).

## GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un año. La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o por causas ajenas a J.P. Selecta s.a.u. Cualquier manipulación del equipo por personal no autorizado, anula automáticamente los beneficios de la garantía.



# ENGLISH VERSION






## GENERAL INFORMATION

- 1) Handle the parcel with care. Unpack and check that the contents coincide with the packing-list. If any part is damaged or missing, please advise the distributor immediately.
- 2) Do not install or use the equipment without reading this handbook before.
- 3) This handbook must always be attached to the equipment and it must be available for all users.
- 4) If you have any doubts or enquiries, please contact with your supplier or with J.P. Selecta's technical service.
- 5) **IMPORTANT! J.P. Selecta, s.a.u. WILL NOT ACCEPT ANY EQUIPMENT TO BE REPAIRED IF IT IS NOT DULY CLEANED.**
- 6) If any modification, elimination or lacking in maintenance of any device of the equipment by the user transgress the directive 2009/104/CE, the manufacturer is not responsible for the damage that can occur.

## PACKING LIST

The standard equipment consists of the following components:



Sealing machine	4100050
Vacuum pump oil (spare part)	1
Power supply wire	2
Ignifuge heater cover (spare part)	3
Air pump filter (spare part)	4
Heating elemets (spare part)	5
Letterpress set	6
Instruction manual	80212

## TECHNICAL FEATURES

**Voltage supply 115-230V 50/60 Hz according to the characteristics plate indications.**

### Chamber dimensions:

Length	32 cm
Width	28 cm
Height	05 cm

### Overall dimensions:

Height	28 cm
Width	32 cm
Depth	52 cm
Weight:	35 kg
Heating power:	370 W
Total power:	560W
Voltage:	230 V
Intensity:	0.39 A
Vacuum level:	-0.1 MPa
Sealing width:	10 mm
Sealing max. length:	260mm



## EQUIPMENT DESCRIPTION

The bag sealing **Sealcom-V** is a device easy to use and adaptable to different uses, as it allows automate vacuum time, sealing time, cooling time, 3 heating levels and cool sealing.

## INSTALLATION

Place the sealing machine on a horizontal and level surface keeping in mind the weight of the device: 36 kg

Before to start up the device, check the oil level of the pump as well as indicated on the section "Starting up".

**¡ATENCIÓN! IMPORTANTE PARA SU SEGURIDAD**  
**CAUTION! IMPORTANT FOR YOUR SAFETY**



Be sure that the voltage supply is the same as the one indicated on the characteristic plate of the equipment.

Do not use the equipment if it is NOT earthed.

If you have to change the plug, keep in mind the following:

**Blue cable: Neutral.**

**Brown cable: Phase.**



**Yellow/green cable: Earth.**

## OPERATION

### CONTROL PANEL AND OTHER ELEMENTS

- 8 Main switch
- 9 Power supply socket
- 10 Oil level vacuum pump display
- 11 Pump oil inlet
- 12 Air suction holes
- 13 Emergency Stop key
- 14 Time Set key
- 15 Increase Time set
- 16 Decrease Time key
- 17 Heating Level Set key
- 18 Vacuum run led
- 19 Sealing run led
- 20 Cooling indicator led
- 21 Working indicator led
- 22 Display
- 23 Heating level indicators
- 24 Heating element





**STARTING UP**










**THE PUMP CANNOT WORK IF THE PUMP DOES NOT HAVE A SUITABLE OIL LEVEL**







- \* The maximum level is 3/4 of the round window.
- \* The minimum level is the red point bottom.

The working parameters must be set before starting the sealing process with the methacrylate lid opened.

- 1 Turn on the main switch (8) on the rear part. The display (22) shows “\_”. The sealing machine is “stand by”. The lid must remain opened, if not, it will start the vacuum and sealing process.
- 2 Press the  key (14) to set the vacuum time (between 0 and 99 seconds) using the  (15) and  (16) keys. The VACUUM (20) led will light up.
- 3 Press the  key (14) again to save the value and follow with the next step. The SEALING led (19) will light up.
- 4 Set the sealing time (between 0 and 9.9 seconds) using the keys  (15) and  (16).
- 5 Press the key  (14) again to save the value and follow with the next step. The COOLING led (18) will light up.



- 6 Set the cooling time (between 0 and 9.9 seconds) by using the keys  (15) and  (16).
- 7 Press the  (14) once again to exit of the set mode. The display (22) will show "Ed".
- 8 Set the heating level:  
Three heating levels and cool sealing can be set. Set it by using the  key (17). The leds HIGH (high level), MIDDLE (middle level) or LOW (low level) will light up. If none of the temperature levels (23) lights up, it means cool sealing.



**TO STOP THE PROCESS  
USE THE  KEY (13) AS EMERGENCY STOP**

## WORKING

Once the working parameters are set, the work can be started:

- 1 Place the bag containing the product with the opened end on the heating element and hold it with the transverse bar.
- 2 Close the lid by locking it with the transverse bolt and the cycle will automatically start up with the set parameters: vacuum time, sealing time, cooling time and heating level.
- 3 When the cycle ends, the chamber is automatically pressurized. If the chamber was not locked with the transverse bolt, it opens itself.

## MAINTENANCE

**Before removing the cover, disconnect the equipment from the mains.**

**The control elements and the heating elements must only be manipulated by qualified personnel.**

### CLEANING:

It is advisable to clean the vacuum chamber with a cloth damped with soapy water. Rinse carefully using the same cloth.


Keep the air suction holes cleaned and clear.

Before starting up, check the pump oil level as well as indicated on the section "Starting up". If the level is too low, fill in with the advised oil through the inlet (11).


## GUARANTEE

This product is guaranteed for one year. The guarantee does not cover damages caused by an incorrect use or causes beyond the control of J.P. Selecta, s.a.u. Any manipulation of the equipment by unauthorized personnel by J.P. Selecta, s.a.u. cancels the guarantee automatically.



**Aviso a los clientes:**

El producto se compone de varios componentes y diversos materiales que deben reciclarse o, en su defecto, depositarse en los sitios correspondientes de eliminación de escombros cuando la vida del producto se ha completado o cuando, de lo contrario, es necesario desecharlo. Para ello, el usuario final que adquiere el producto debe conocer la normativa vigente de cada municipio y / o localidad en función de los residuos eléctricos y electrónicos. El usuario que adquiere este producto debe conocer y ser responsable de los posibles efectos de los componentes sobre el medio ambiente y la salud humana como resultado de la presencia de sustancias peligrosas. Nunca coloque el producto en un contenedor convencional de alcance ciudadano si es un desmantelamiento previo y conocimiento de los componentes que incorpora. Si no conoce el procedimiento a seguir, consulte con el consejo de la ciudad para obtener más información.

**Notice to customers:**

The product is made up of various components and various materials that must be recycled or, failing that, deposited in the corresponding debris removal sites when the product's life has been completed or when otherwise it is necessary to dispose of it. To do this, the end user who acquires the product must know the current regulations of each municipality and / or locality based on the waste electrical and electronic equipment. The user who acquires this product must be aware of and responsible for the potential effects of the components on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances. Never place the product in a conventional container of citizen scope if a previous dismantling and knowledge of the components that incorporates. If you do not know the procedure to follow, consult with the city council for more information.